


Anticuerpo Policlonal Anti-Txnl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43396

Número de artículo: CM0022924



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TXNL1 humano (proteína 1 similar a tioredoxina), reactivo con humano, ratón, rata. Apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Swiss-Prot O43396. Para uso en investigación en biología redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TXNL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9352
ID del Gen	9352
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de TXNL1 humano (NP_004777.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43396
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo