


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Txnl4A Para Wb Y Elisa - P83876

Número de artículo: CM0016977



### Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra TXNL4A humano (proteína 4A similar a la tioredoxina, también DIM1/U5-15kD). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigaciones sobre el espliceosoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-TXNL4A                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A                                                                                 |
| Especie             | Humana                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 10907                                                                                                                             |
| GeneID              | 10907                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de TXNL4A humano (NP_006692.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón                                                                                                                     |
| SWISS               | P83876                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 17 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |