


Anticuerpo Policlonal Anti-Txnl4B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx01

Número de artículo: CM0028154



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TXNL4B (DLP/Dim2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Interviene en el empalme de pre-mRNA y la transición S/G2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TXNL4B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DLP; Dim2; TXNL4B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54957
ID de Gen	54957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-149 del TXNL4B humano (NP_060323.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NX01
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo