

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tyk2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

Número de artículo: CM0021533



Introducción

El pAb de conejo anti-TYK2 detecta TYK2 humano, de ratón y de rata mediante Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Esta cinasa de la familia JAK de 134 kDa media la señalización de interferón y citocinas, esencial para la inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TYK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JTK1; IMD35; TYK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7297
ID de Gen	7297
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1102-1182 del TYK2 humano (NP_003322.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29597
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo