

Anticuerpo Policlonico Anti-Tymp Para Wb Y Elisa - P19971

Número de artículo: CM0016134



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a TYMP (Timidina fosforilasa/PD-ECGF), validado para WB y ELISA en muestras humanas y de rata. Esencial para la investigación en angiogénesis y metabolismo de nucleósidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TYMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1890
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P19971
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo