

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tyms Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Número de artículo: CM0018583



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TYMS validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta timidilato sintasa (TS, TMS, HST422) humana y de ratón, una enzima clave en la biosíntesis de novo de timidilato y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TYMS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	7298
ID del gen	7298
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de la TYMS humana (NP_001062.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P04818
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo