

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tyro3 Para Wb Y Elisa - Q06418

Número de artículo: CM0002124



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra Tyro3 humano (Q06418), validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la supervivencia celular, la migración y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Tyro3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7301
ID del gen	7301
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 791-890 de Tyro3 humano (Q06418).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06418
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo