


Anticuerpo Policlonal Anti-Tyrobp Para Wb, Elisa - O43914

Número de artículo: CM0018623



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TYROBP (DAP12) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización inmune y desarrollo de osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TYROBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7305
GeneID	7305
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-113 de TYROBP humano (NP_003323.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43914
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo