

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tirosinasa Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14679

Número de artículo: CM0016599



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la tirosinasa humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de biosíntesis de melanina y pigmentación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Tirosinasa
Observaciones/Alias	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tirosinasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7299
GeneID	7299
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 20-340 de la tirosinasa humana (NP_000363.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14679
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo