


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tirosina Hidroxilasa Para Wb, If, Ihc-P Y Elisa - P07101

Número de artículo: CM0005365



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra la Tirosina Hidroxilasa (TH) humana, adecuado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Validado para aplicaciones de investigación y diagnóstico en estudios de biosíntesis de catecolaminas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Ratón contra Tirosina Hidroxilasa
Observaciones/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Especie	Humano
GeneID	7054
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de la Tirosina Hidroxilasa humana
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07101
Peso Proteico	45-59 kDa
Envío	Bolsa de hielo