


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tirosina Hidroxilasa Para Wb, Ihc, If, Elisa - P07101

Número de artículo: CM0004093



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Tirosina Hidroxilasa humana (TH, TYH). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de catecolaminas y la enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tirosina Hidroxilasa Conejo mAb
Observaciones/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7054
GeneID	7054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-528 de la Tirosina Hidroxilasa humana (NP_954986.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07101
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo