


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tirosina Hidroxilasa Para Wb, If/Icc, Elisa - P07101

Número de artículo: CM0012881



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-tirosina hidroxilasa de alta calidad, validado para Western Blot, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la biosíntesis de catecolaminas y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-tirosina hidroxilasa
Observaciones/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tirosina hidroxilasa
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7054
ID del gen	7054
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 411-528 de la tirosina hidroxilasa humana (NP_954986.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07101
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo