


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tirosina Hidroxilasa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07101

Número de artículo: CM0016247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la tirosina hidroxilasa humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la enzima limitante de la velocidad en la biosíntesis de catecolaminas, adecuado para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tirosina Hidroxilasa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tirosina Hidroxilasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-528 de la tirosina hidroxilasa humana (NP_954986.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07101
Peso Proteico	45-59 kDa
Envío	Bolsa de hielo