

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-U1A/Snrpa Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

Número de artículo: CM0008313



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige a U1A/SNRPA, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del espliceosoma y el procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo U1A/SNRPA
Observaciones/Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Especie	Humano
GeneID (humano)	6626
GeneID	6626
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de U1A/SNRPA humano (P09012).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09012
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo