

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-U1A/Snrpa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09012

Número de artículo: CM0025341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra U1A/SNRPA, validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del espliceosoma y el procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	U1A/SNRPA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6626
GeneID	6626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-282 de la U1A/U1A/SNRPA humana (NP_004587.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09012
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo