

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-U2Af1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01081

Número de artículo: CM0017765



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la U2AF1 humana, la subunidad de 35 kDa del factor de empalme U2AF. Probado en WB, IHC-P, IP, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre empalme de pre-ARNm y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	U2AF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7307
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la U2AF1 humana (NP_006749.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01081
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo