

Anticuerpo Monoclonal Anti-U2Af2/U2Af65 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26368

Número de artículo: CM0009930



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a U2AF2/U2AF65 humano (P26368). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de empalme y procesamiento de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	U2AF2/U2AF65 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11338
GeneID	11338
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 376-475 de U2AF2/U2AF2/U2AF65 humano (P26368).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26368
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo