

Anticuerpo Policlonal Anti-U2Af2/U2Af65 Para Wb, If/Icc, Ip Y Elisa - P26368

Número de artículo: CM0022389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra U2AF2/U2AF65 humano. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigaciones sobre el splicing, el procesamiento del extremo 3' y la exportación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra U2AF2/U2AF65
Observaciones/alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Especie	Humano
GeneID (humano)	11338
GeneID	11338
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 192-471 de U2AF2/U2AF65 humano (NP_001012496.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P26368
Peso molecular	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo