

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uaca Para Wb Y Elisa - Q9Bzf9

Número de artículo: CM0028301

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UACA humana (NUCLING), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UACA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NUCLING; UACA
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55075
GenelD	55075
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZF9
Peso Proteico	163kDa
Envío	Bolsa de hielo