


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16222

Número de artículo: CM0010899



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra UAP1 humano (Q16222), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigar la biosíntesis de UDP-GlcNAc y la señalización inmunitaria innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UAP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AGX; AGX1; AGX2; SPAG2; UAP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6675
GeneID	6675
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de UAP1 humano (Q16222).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16222
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo