


Anticuerpo Policloal Anti-Uap56/Ddx39B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13838

Número de artículo: CM0025422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UAP56/DDX39B (BAT1), una ARN helicasa del spliceosoma de 49 kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento y exportación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UAP56/DDX39B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7919
GenelD	7919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 319-428 de UAP56/DDX39B humano (NP_004631.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13838
Peso de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo