


Anticuerpo Policlonal Anti-Uba1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22314

Número de artículo: CM0017867



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UBA1 de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con UBA1 humano, de ratón y de rata (118 kDa). Ideal para estudios del sistema ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Especie	Humano
ID del gen	7317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-600 de UBA1 humano (NP_695012.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P22314
Peso de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo