


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uba1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314

Número de artículo: CM0003989



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo UBA1 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la enzima activadora de ubiquitina E1 (P22314) para investigación en vía ubiquitina-proteasoma y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal de Conejo UBA1
Observaciones/Alias	A159; A15T; GXP1; UBE1; A159T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7317
ID de Gen	7317
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 959-1058 de UBA1 humano (P22314).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22314
Peso Molecular de la Proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo