


Anti-Uba1/7 Conejo Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314 / P41226

Número de artículo: CM0007828



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra UBA1 y UBA7 humanas (UniProt P22314/P41226), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Apto para investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBA1/7 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7317/7318
ID del Gen	7317/7318
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22314/P41226
Peso Proteico	118kDa/112kDa
Envío	Bolsa de hielo