

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uba3 Para Wb, Elisa - Q8Tbc4

Número de artículo: CM0003660



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UBA3 (subunidad catalítica E1 de la enzima activadora de NEDD8, 52 kDa). Validado para WB y ELISA; reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de la vía de nedilación y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-UBA3
Observaciones/Alias	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
Especie	Humano
GeneID (humano)	9039
GeneID	9039
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-463 de UBA3 humana (NP_003959.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TBC4
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo