

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uba5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzz9

Número de artículo: CM0014309



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a UBA5 (enzima activadora del modificador similar a ubiquitina 5) para uso en WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para estudios de ufmilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	79876
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-404 de la UBA5 humana (NP_079094.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZZ9
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo