

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uba52 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62987

Número de artículo: CM0003467



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UBA52 humano (P62987). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta la proteína de fusión ubiquitina-ribosoma L40, adecuado para estudios de la vía de la ubiquitina y investigación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-UBA52 de conejo
Observaciones/Alias	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7311
GeneID	7311
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de UBA52 humano (P62987).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62987
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo