


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uba6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

Número de artículo: CM0026263



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra UBA6 (UBE1L2, E1-L2), una enzima activadora de ubiquitina. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de la vía de la ubiquitina y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo UBA6
Observaciones/Alias	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
Especie	Humano
GeneID	55236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de UBA6 humano (NP_060697.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	A0AVT1
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo