

Anticuerpo Policlonal Anti-Ubac2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbm4

Número de artículo: CM0015365

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína 2 que contiene dominio asociado a ubiquitina (UBAC2). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Participa en la ER-fagia y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBAC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHGDHL1; UBAC2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	337867
ID del gen	337867
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-310 de la UBAC2 humana (NP_001137544.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBM4
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo