

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubac2 Para Wb, Elisa - Q8Nbm4

Número de artículo: CM0023044

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-UBAC2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con UBAC2 humano y de ratón, un receptor de ER-fagia y regulador de la señalización Wnt. Esencial para estudios de autofagia y señalización de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBAC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PHGDHL1, UBAC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	337867
GeneID	337867
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-310 de UBAC2 humano (NP_001137544.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8NBM4
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo