

Anticuerpo Policlonal Anti-Ubash3B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tf42

Número de artículo: CM0030893



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBASH3B (STS-1/TULA-2) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización de receptores de tirosina quinasa y vías de ubiquitinación. 73kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBASH3B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
Especie	Humano
ID de Gen	84959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del UBASH3B humano (NP_116262.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TF42
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo