

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ube1L / Uba7 Para Wb, Elisa - P41226

Número de artículo: CM0006532



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra Ube1L/UBA7 humano para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la conjugación de ISG15 y la inmunidad antiviral. – 112 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Ube1L / UBA7
Observaciones/alias	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7318
ID del gen	7318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Ube1L / UBA7 humano (NP_003326.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P41226
Peso de la proteína	112 kDa
Envío	Bolsa de hielo