

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2B Para Wb, Elisa - P63146

Número de artículo: CM0026533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra UBE2B (RAD6B), validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para estudiar vías de ubiquitinación, modificación de histonas y mecanismos de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7320
ID de Gen	7320
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63146
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo