

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2C Para Wb Y Elisa - 000762

Número de artículo: CM0022157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UBE2C humano (UbcH10), validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de la regulación del ciclo celular y la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-UBE2C
Observaciones/Sinónimo	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Especie	Humano
GeneID (humano)	11065
GeneID	11065
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00762
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo