

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ube2C Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000762

Número de artículo: CM0005494



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a UBE2C (UbcH10), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2C mAb de Conejo
Observaciones/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11065
ID de Gen	11065
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 de TLR4 humano (NP_008950.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000762
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo