

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ube2D1/Sft Para Ihc-P Y Elisa - P51668

Número de artículo: CM0003698



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra UBE2D1/SFT humano (UbcH5), validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de la vía de la ubiquitina y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo SFT
Observaciones/Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7321
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-147 de SFT humano (NP_003329.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51668
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo