

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2D2 Para Wb - P62837

Número de artículo: CM0018476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2D2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la enzima conjugadora de ubiquitina E2 D2, involucrada en la degradación de proteínas y la regulación de p53. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2D2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7322
ID del Gen	7322
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62837
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo