

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2D3 Para Wb Y Elisa - P61077

Número de artículo: CM0013606



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2D3 (UBCH5C), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la ubiquitinación, la reparación del ADN y las vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2D3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7323
ID del Gen	7323
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61077
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo