

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2D4 Para Wb Y Elisa - Q9Y2X8

Número de artículo: CM0029730

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2D4 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Reconoce la enzima conjugadora de ubiquitina E2 D4 (HBUCE1), de 17 kDa. Ideal para investigación en ubiquitinación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-UBE2D4                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | HBUCE1; UBE2D4                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID de gen (Humano)  | 51619                                                                                                                                |
| ID de gen           | 51619                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de la UBE2D4 humana (NP_057067.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9Y2X8                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 17 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |