


Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2E1 Para Wb, Elisa - P51965

Número de artículo: CM0017504



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-UBE2E1 validado para WB y ELISA. Detecta UBE2E1 humano, de ratón y de rata, una enzima conjugadora de ubiquitina de 21 kDa involucrada en la degradación de proteínas y la ISGilación. Ideal para la investigación de vías de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2E1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	UBCH6; UBE2E1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7324
ID de Gen	7324
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de UBE2E1 humano (NP_003332.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51965
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo