

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2E2 Para Wb, Elisa - Q96Lr5

Número de artículo: CM0020553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2E2 (UBCH8) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce la UBE2E2 humana y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de la vía ubiquitina-proteosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2E2 Rabbit pAb
Notas / Alias	UBCH8; UBE2E2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7325
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-201 de la UBE2E2 humana (NP_689866.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96LR5
Peso Molecular	22kDa
Envío	Bolsa de hielo