

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2G2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60604

Número de artículo: CM0015959



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UBE2G2 humano (UBC7), una enzima E2 conjugadora de ubiquitina implicada en la degradación asociada al retículo endoplásmico (ERAD). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE2G2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBC7; UBE2G2
Especie	Humano
GenelD (humano)	7327
GenelD	7327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de UBE2G2 humano (NP_003334.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P60604
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo