

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2H Para Wb Y Elisa - P62256

Número de artículo: CM0029374



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2H humano (enzima conjugadora de ubiquitina E2 H, 21 kDa). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2H Rabbit pAb
Notas / Alias	GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-183 de UBE2H humano (NP_003335.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62256
Peso de la Proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo