


Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2J2 Para Wb, Elisa - Q8N2K1

Número de artículo: CM0029554



Introducción

UBE2J2 Conejo pAb, un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, reconoce UBE2J2 humano, de ratón y de rata, una enzima E2 conjugadora de ubiquitina residente en el RE involucrada en la vía ERAD y la regulación de la autofagia. Ideal para la investigación en vías de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2J2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
Especie	Humano
GeneID (Humano)	118424
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de UBE2J2 humano (NP_477515.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N2K1
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo