

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2L3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Número de artículo: CM0028668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2L3 humano (Enzima conjugadora de ubiquitina E2 L3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2L3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
Especie	Humano
GeneID (humano)	7332
GeneID	7332
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-212 de UBE2L3 humano (NP_001243284.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68036
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo