

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ube2L3 / Ubch7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Número de artículo: CM0002596



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Ube2L3 / UBCH7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la enzima ubiquitina-conjugante E2 L3 (P68036), involucrada en la degradación de proteínas y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Ube2L3 / UBCH7
Observaciones/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7332
ID del Gen	7332
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 55-154 del Ube2L3 / UBCH7 humano (P68036).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68036
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo