

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2L6 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14933

Número de artículo: CM0015558



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2L6 (RIG-B/UBCH8). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de las vías de conjugación de ubiquitina/ISG15 y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-UBE2L6
Observaciones/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Especie	Humana
GeneID (humano)	9246
GeneID	9246
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-153 de UBE2L6 humana (NP_004214.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O14933
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo