

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ube2L6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Número de artículo: CM0006633



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-UBE2L6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta UBE2L6 humano, de ratón y rata (UBCH8/RIG-B), una enzima E2 en la conjugación de ubiquitina e ISG15. Útil para la investigación del proteasoma de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo UBE2L6
Observaciones/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Especie	Humano
ID del Gen	9246
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 54-153 de UBE2L6 humano (NP_004214.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14933
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo