

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2L6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Número de artículo: CM0028771



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo UBE2L6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconocer UBE2L6 humano y de ratón (RIG-B/UbcH8), una enzima conjugadora de ubiquitina/ISG15 E2 involucrada en la degradación de proteínas y la señalización inmune. Ideal para estudios de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE2L6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9246
ID del gen	9246
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-153 de UBE2L6 humano (NP_004214.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14933
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo