

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2NL Para Wb, Elisa - Q5Jxb2

Número de artículo: CM0030540

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la UBE2NL humana (enzima putativa similar a E2 conjugadora de ubiquitina) para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación de ubiquitinación y estudios de tejido de epidídimo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2NL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Li174, UBE2NL
Especie	Humano
ID del Gen	389898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la UBE2NL humana (NP_001013007.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5JXB2
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo